

español

SILOPAD™ Venda elástica Gel- Roll™ Gel- Roll™ Elastic Gel Bandage

- El producto es una venda elástica revestida con el gel registrado de Silipos que contiene un aceite mineral de calidad médica (FEU). El aceite mineral se disipa gradualmente pasando del gel a la piel para hidratarla y protegerla de la fricción y la presión.
- El producto se adapta alrededor de prominencias óseas y puede cortarse sin deshilacharse.
- El producto ha sido sometido a pruebas dermatológicas, es hipoalergénico, lavable y reutilizable.

Indicaciones:

- Para control de edemas, terapia en frío y problemas bursales.
- Ayuda a reducir los estiramientos musculares o el dolor artrítico y a controlar la inflamación del codo.
- Ideal para contusiones y esguinces.
- El producto protege contra la fricción y la presión.
- El producto puede refrigerarse para terapia en frío.
- También puede utilizarse para hidratar y suavizar la piel seca, y para ayudar a reducir el tejido cicatricial mejorando la movilidad y la elasticidad de la piel después de la cicatrización.

Modo de empleo:

- Lavar y secar la zona afectada.
- Envolver cuidadosamente el producto alrededor de la zona con la cantidad de compresión deseada.
- El producto puede cortarse y colocarse sobre la zona afectada para suministrar hidratación y protección.
- Retirar el producto al menos 3 o 4 horas diariamente para dejar respirar la piel.

Cuidado recomendado:

Recomendamos lavar el producto a mano con agua y jabón suave. Enjuagarlo completamente. Después secar el producto al aire y espolvorear levemente el gel con talco después de secar. No blanquear el producto.

ADVERTENCIA: No aplicar el producto sobre una herida abierta. En caso de producirse irritación, malestar o mala circulación, suspender el uso y notificar *inmediatamente* al médico. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Producto #10355 ~4" x 48" (~10cm x 122cm) 1 rollo por paquete.

SILIPOS®
Innovative Gel Solutions™

7049 Williams Road
Niagara Falls, NY 14304
United States of America
Tel: (800) 229 4404
(716) 283 0700
Fax: (716) 283 0600

www.silipos.com

Made in U.S.A.
Licensed under U.S. Patent number
6,552,109



English

SILOPAD™ Gel- Roll™ Elastic Gel Bandage

- Product is an elastic bandage coated with Silipos' proprietary gel which contains a medical grade mineral oil (USP). The mineral oil gradually dissipates from the gel onto the skin to moisturize and protect skin from friction and pressure.
- Product conforms around bony prominences and may be cut without fraying.
- Product is dermatologist tested, hypo-allergenic, washable and reusable.

Indications:

- For edema control, cold therapy, and bursa problems.
- Helps to reduce muscle strains or arthritic pain and to control swelling in the elbow.
- Ideal for contusions and sprains.
- Product protects against friction and pressure.
- Product may be chilled for cold therapy.
- May also be used to moisturize and soften dry skin, and to help reduce scar tissue by improving the mobility and elasticity of the skin after scarring.

Directions for Use:

- Wash and dry affected area.
- Carefully wrap product around area with desired amount of compression.
- Product may be cut and placed on the affected area to provide moisturization and protection.
- Remove product at least 3 to 4 hours daily to allow skin to breathe.

Recommended Care:

We recommend that you hand wash product with mild soap and water. Rinse thoroughly. Then, air dry product and lightly dust gel with talcum powder after drying. Do not bleach product.

WARNING: Do not place product on an open wound. If irritation, discomfort or poor circulation occurs, discontinue use and notify your physician immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product #10355 ~4" x 48" (~10cm x 122cm) 1 roll per pkg.

Deutsch

SILOPAD™ Gel- Roll™ elastischer Gelverband

- Gel-E- Roll™ ist ein elastischer Verband, der mit Silipos' beschichtet ist. Dieses Gel enthält ein hochwertiges Mineralöl (USP), das langsam an die Haut abgegeben Feuchtigkeit zuführt und sie vor Reibung und Druckeinwirkung schützt.
- Das Produkt schmiegt sich um Knochenvorsprünge und kann ohne zu reizen über Gelenke hinweggezogen werden.
- Das Produkt ist dermatologisch getestet, hypoallergen und wiederverwendbar.

Indikationen:

- Zur Ödembehandlung, zur Kältetherapie und bei Bursaerkrankungen.
- Wirkt entlastend bei Muskelzerrungen und Arthritis. Unterstützt den Rückgang von Schwellungen im Ellbogenbereich.
- Ideal bei Prellungen und Zerrungen.
- Schützt gegen Reibung und Druckeinwirkung.
- Kann für den Einsatz bei Kältetherapie gekühlt werden.
- Kann auch zur Verbesserung der Feuchtigkeit und gegen trockene Haut sowie zur Rückbildung von Narbengewebe eingesetzt werden.
- Verbesserung der Elastizität und Mobilität der Haut nach Verwundungen und Vernarbungen.

Anwendungsanleitung:

- Den betroffenen Bereich waschen und abtrocknen.
- Das Produkt mit dem gewünschten Kompressionsdruck um den Bereich wickeln.
- Das Produkt kann geschnitten und zum Schutz sowie zur Feuchtigkeitszuführung auf den betroffenen Bereich gelegt werden.
- Zur besseren Atmung der Haut den elastischen Gelverband 3 bis 4 Stunden pro Tag abnehmen.

Pflegeanleitung:

Es wird empfohlen, Gel-E- Roll™ mit einem Feinwaschmittel zu waschen, gründlich zu spülen und an der Luft trocknen zu lassen. Danach leicht mit Talkumpuder bestäuben. Kein Bleichen.

WARNUNG: Das Produkt nicht auf eine offene Wunde auftragen. Beim Auftreten von Reizungen, Beschwerden oder Hautentzündungen setzen Sie das Produkt ab und konsultieren Sie unverzüglich Ihren Arzt. KINDERSICHER AUFBEWAHREN.

Artikel-Nr. 10355 ca. 10 cm x 122 cm 1

